

Utilisation prévue

Le **VACUETTE® TUBE-TOUCH** est destiné à être utilisé lors de procédures de ponction veineuse de routine. Le système d'aiguille comprend une aiguille pour échantillons multiples intégrée et un capuchon d'aiguille pour le recueil d'échantillons multiples lors d'une seule et même procédure de ponction veineuse. Le capuchon d'aiguille s'active automatiquement sur insertion du premier tube de prélèvement sanguin et se met en place pour recouvrir l'aiguille immédiatement après le prélèvement de sang. Ce produit ne doit être utilisé que par des professionnels de la santé ayant reçu une formation appropriée et conformément à ce mode d'emploi.

Description du produit

Le **VACUETTE® TUBE-TOUCH** est un système d'aiguille stérile, non toxique et à usage unique, comprenant une aiguille pour échantillons multiples et un capuchon d'aiguille intégrés afin d'éviter toute blessure par piqûre d'aiguille lors de la ponction veineuse. Ce dispositif ne comprend pas de composants fabriqués en caoutchouc sec naturel.

Utilisation du **VACUETTE® TUBE-TOUCH**

1. Pour un prélèvement sanguin, sélectionner les tube(s) appropriés et le **VACUETTE® TUBE-TOUCH**.
 2. Ouvrir la pellicule de protection de l'arrière du **VACUETTE® TUBE-TOUCH**.
- REMARQUE :** Le trajet de prélèvement est stérile et apyrogène tant que la pellicule de protection et l'étiquette témoin d'intégrité sont toutes les deux intactes. Si la pellicule de protection ou l'étiquette est ouverte ou endommagée, jeter le **VACUETTE® TUBE-TOUCH** et sélectionner un autre dispositif.
3. Choisir le site de la ponction veineuse. Installer un garrot et préparer le site à l'aide d'une solution antiseptique appropriée. NE PAS PALPER le site une fois préparé. Prendre le **VACUETTE® TUBE-TOUCH** et retirer le protège-aiguille avant de l'utiliser.
 4. Réaliser la ponction veineuse en positionnant le bras du patient vers le bas.
 5. Insérer complètement le premier tube dans le **VACUETTE® TUBE-TOUCH**.
- REMARQUE :** L'insertion du tube dans le **VACUETTE® TUBE-TOUCH** actionne le capuchon d'aiguille. Le corps de prélèvement doit être fermement maintenu pendant la réalisation de la ponction veineuse.
6. Une fois que le tube est complètement inséré, le capuchon d'aiguille vient reposer délicatement sur la peau du patient jusqu'à la fin du prélèvement sanguin. Une fois le capuchon d'aiguille déployé de cette manière, le préleveur peut encore ajuster la profondeur de l'aiguille si nécessaire. Sur l'étui de protection, un repère symbolisant une aiguille permet au préleveur d'évaluer le positionnement de l'aiguille de prélèvement dans la veine du patient.
 7. À la fin du prélèvement sanguin, retirer l'aiguille du patient. Le capuchon d'aiguille se déplace automatiquement vers la pointe de l'aiguille pour recouvrir complètement cette dernière. Vérifier visuellement que l'aiguille est totalement recouverte.
 8. Éliminer rapidement le **VACUETTE® TUBE-TOUCH** dans un récipient pour objets tranchants (approuvé par votre établissement) conformément aux procédures en vigueur dans votre établissement.






Précautions/ Mise en garde

Le bon fonctionnement de ce dispositif n'est assuré que si les instructions d'utilisation sont respectées.

- Éviter toute libération imprévue du mécanisme de verrouillage ou toute traction énergétique sur le capuchon d'aiguille car cela pourrait endommager l'intégrité du dispositif.
- Inspecter individuellement chaque pellicule de protection pour confirmer leur intégrité avant d'utiliser le dispositif. Ne pas utiliser en cas d'endommagement de la pellicule de protection.
- Tout **VACUETTE® TUBE-TOUCH** utilisé doit être considéré comme contaminé et jeté dans un récipient pour objets tranchants (approuvé par votre établissement) immédiatement après utilisation.
- L'aiguille ne doit être ni pliée, ni manipulée.
- Le fabricant ne peut garantir le bon fonctionnement de ce dispositif que s'il est utilisé avec des produits de la ligne VACUETTE®. Ce dispositif peut ne pas convenir à une utilisation avec de 16 mm munis de capuchons de sécurité de toute autre marque. Si des tubes d'une autre marque sont utilisés, l'utilisateur doit s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble.
- Ne pas déverrouiller par la force ou réactiver le mécanisme de sécurité une fois qu'il a été activé.
- Toujours garder les mains à l'arrière de l'aiguille pendant son utilisation et l'élimination des déchets.
- Ne pas remettre de capuchon sur l'aiguille.
- Ne jamais toucher l'intérieur du porte-tube.
- Ne pas bloquer la position du mécanisme de sécurité à l'aide de pansements ou de ruban adhésifs.
- Manipuler tous les échantillons biologiques et les objets tranchants pour prélèvements sanguins conformément aux protocoles et procédures de votre établissement.
- Demander un avis médical approprié en cas d'exposition à des échantillons biologiques (par exemple lors d'une blessure par piqûre d'aiguille) car ceux-ci peuvent transmettre le VIH (SIDA), l'hépatite virale ou d'autres maladies infectieuses.
- Éliminer tous les objets tranchants pour prélèvements sanguins dans des récipients pour objets tranchants approuvés par votre établissement.
- Porter des gants en permanence lors de la ponction veineuse pour réduire le risque d'exposition.

Conservation du **VACUETTE® TUBE-TOUCH** avant utilisation

Éviter toute exposition directe à la lumière du soleil.

Informations sur l'étiquette	Référence :
<div>REF</div> <p>numéro du produit</p>	
<div>LOT</div> <p>Numéro de lot</p>	
<div></div> <p>Date de péremption : Le produit peut être utilisé jusqu'à la fin du mois indiqué</p>	
<div></div> <p>Symbole « Dispositif à usage unique »</p>	
<div></div> <p>Symbole « Trajet de liquide stérile »</p>	
<div></div> <p>Symbole « Consulter le mode d'emploi »</p>	
<div></div> <p>Fabricant</p>	
	<p>CLSI (Institut des normes cliniques et de laboratoire) H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard, 6ème édition EN 980:2008</p>



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Krefeld
Autriche

Fabriquée en Autriche

Tél : (+43) 07583/6791,
Fax : (+43) 07583/6318
www.gbo.com /
office@at.gbo.com